



SOMMAIRE

Tabliers enfant	2
Demi-tablier protège gonades	2
Broderies	2
Spray XRay Cleaner : Nettoyant pour vêtements de radioprotection	3
Tablier enfant	4



TABLIERS ENFANT



DEMI-TABLIER PROTÈGE GONADES

Protection pour le patient à utiliser lors d'examens radiologique du thorax et de la partie supérieure de l'abdomen.

- Fermeture velcro ou par clip qui se fixe dans le dos.
- Plusieurs tailles.
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Tailles

L (50 x 50 cm), M (40 x 45 cm), ML (45 x 50 cm), S (30 x 30 cm), SM (37 x 45 cm), XL (60 x 60 cm), XS (20 x 25 cm)

Qualité

VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé en plomb, Standard Plomb

Épaisseur

0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)





BRODERIES

- Personnalisez vos tabliers de radioprotection avec des broderies de haute qualité avec par exemple votre nom, le nom du service ou votre logo.
- La broderie peut apparaître soit sur l'épaule soit sur une poche extérieure (poche en option) soit sur une bande de velcro afin de pouvoir changer simplement le nom de l'utilisateur.
- Broderie également possible sur la protège-thyroïde.

Astuce : Nous pouvons broder les noms sur des bandes de velcro à fixer sur l'épaule afin de pouvoir remplacer uniquement le nom en cas de changement de personnel.

[En savoir plus](#)





SPRAY XRAY CLEANER : NETTOYANT POUR VÊTEMENTS DE RADIOPROTECTION

X-Ray Cleaner est un nettoyant biocide tensioactif permettant de décoller puis d'éliminer facilement les salissures fixées à la surface de vos équipements de radioprotection. Le nettoyant contient un composé d'ammonium actif (quaternaire) en tant que substance active ainsi qu'un agent complexant pour la liaison de dureté.

Il en résulte un effet de nettoyage exceptionnel et une bonne compatibilité des matériaux.

Le nettoyant **X-Ray Cleaner** est applicable universellement et convient au nettoyage de base des textiles techniques imperméables.

Spray de 750 ml. Vendu par lot de 8 bouteilles.

[En savoir plus](#)





TABLIER ENFANT

- Tablier frontal ou manteau pour les enfants.
- Fermeture simple et rapide, robuste et efficace à l'avant par Velcro ou ceinture à clip.
- Equipé **d'épaulettes renforcées** pour un plus grand confort.
- Possibilité d'intégrer une protège-thyroïde cousue sur le manteau.
- Largeur 45 cm = enfants de 3 à 5 ans - Largeur 50 cm = enfants 5 à 10 ans - Largeur 55 cm = enfants de 11 à 13 ans environ.

Modèle
Tailles

Qualité

Épaisseur

[En savoir plus](#)



Frontal, Manteau

50 long x 45 cm large, 60 long x 45 cm large, 70 long x 45 cm large, 50 long x 50 cm large, 60 long x 50 cm large, 70 long x 50 cm large, 50 long x 55 cm large, 60 long x 55 cm large, 70 long x 55 cm large
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé en plomb, Standard Plomb

0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb



INDEX

B

Broderies 2

D

Demi-tablier protège gonades 1

S

Spray XRay Cleaner : Nettoyant pour vêtements de radioprotection 3

T

Tablier enfant 4