



ZUSAMMENFASSUNG

Patientenschutz	2
Patientenabdeckplatten	2
Schilddrüsenschutzkragen "CTS"	2
Gonadenschutz	3
Schilddrüsenschutzkragen "TS"	4
Ct-Augenschutz	5
Frontal-Röntgenshürze mit Klettverschluss CADC	8
CT-Schilddrüsenschutz	9
Frontal-Röntgenshürze mit Clip-Gürtel CACLIP	10
Stickereien	11
Frontal-Röntgenshürze mit elastischem Gürtel und Klettverschluss CADCE	11
Spray XRay Cleaner : Reiniger für Strahlenschutzbekleidung	12
Frontal-Röntgenshürze mit Bindebändern CALIENS	13
Röntgenshürzen für Kinder	14
Frontal-Röntgenshürze mit Schilddrüsenschutzkragen integriert CATHYRO	15
Ovarienschutz	16
Dental-Röntgenshürze "RADIO"	17
Dental-Röntgenshürze "PANORAMA"	18
Dental- Röntgenshürze "SEMI-CAPE RADIO"	19
Brustdrüsenschutz	20
Halbschürze für Gonaden	21



PATIENTENSCHUTZ



PATIENTENABDECKPLATTEN

Maßgeschneidert :

- Geben Sie uns das gewünschte Maß an: Länge x Höhe in cm,
- Möglichkeit eines Klettverschlusses,
- Möglichkeit von Sonderanfertigungen: Bitte senden Sie uns eine genaue Skizze mit Maßen.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Erhältlich in 12 verschiedenen „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Blei
Dicke

VECTOR X Bleiarm, Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)





SCHILDDRÜSENSCHUTZKRAGEN "CTS"

- Besonders für das medizinische Fachpersonal ist der Schilddrüsenschutz eine wichtige Vorsichtsmaßnahme.
- Mit unseren Schilddrüsenschutz können Sie sicher sein, dass die ganze Schilddrüse allumfassend geschützt ist.
- Mit Klett- oder **Magnettverschluss**.
- Er kann an der Röntgenschürze angenäht werden.
- Erhältlich in zwei Größen : M und L.
- Bleiäquivalenz : 0.35 mmPb | 0.50 mmPb.
- Erhältlich in VECTOR X Bleifrei | VECTOR X Bleiarm | Standard Blei

Grösse
Blei

M 60, L 65
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Dicke

[Mehr Infos](#)





GONADENSCHUTZ



- In drei verschiedenen Größen oder als Set lieferbar (S, M, L).
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Erhältlich in 12 verschiedenen „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Blei
Dicke
Grösse

VECTOR X Bleiarm, Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb
L (19×24 cm), M (16×19 cm), S (9×14 cm),
Set (S+M+L)

[Mehr Infos](#)





SCHILDDRÜSENSCHUTZKRAGEN "TS"



- Besonders für das medizinische Fachpersonal ist der Schilddrüsenschutz eine wichtige Vorsichtsmaßnahme.
- Mit unseren Schilddrüsenschutz können Sie sicher sein, dass die ganze Schilddrüse allumfassend geschützt ist.
- Mit Klett- oder **Magnetverschluss**.
- Er kann an die Röntgenschürze angenäht werden.
- Erhältlich in drei Größen : S, M, L.
- Bleiäquivalenz : 0.35 mmPb | 0.50 mmPb.
- Größen:
 - Gr. S = Halsumfang < 35 cm
 - Gr. M = Halsumfang 35 cm bis 44 cm
 - Gr. L = Halsumfang > 44 cm

NEU: Jetzt erhältlich mit Magnetverschluss statt Klettverschluss!

Grösse
Blei

Dicke

[Mehr Infos](#)



L, M, S
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.35 mmPb, 0.50 mmPb



CT-AUGENSCHUTZ

CT-Untersuchungen des Kopfes und Röntgenuntersuchungen können zu einer erheblichen und unnötigen Belastung der Augenlinse führen.

Die Augenlinse ist besonders empfindlich während CT-Untersuchungen und kann beschädigt werden.

Der Einweg-CT-Augenschutz bietet einen wichtigen Schutz für die Augen während CT-Untersuchungen.

CT Eye Shields sind das Ergebnis umfangreicher Entwicklungsarbeiten, um die beste Technik und das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis für Patienten zu erreichen, die sich einem CT oder Röntgenverfahren unterziehen müssen.

Die CT-Eye Shields wurden vom Strahlenschutzdienst des Singleton Hospital im Vereinigten Königreich unabhängig getestet. Die Leistungsfähigkeit der Materialien wurde auch von der Health Protection Agency, einer Abteilung des National Radiological Protection Board im Vereinigten Königreich, zertifiziert.

CT-Eye Shields sind mit hypoallergenen Klebelaschen versehen, die sicherstellen, dass das CT-Eye Shields richtig sitzt und der Innenschaum gleichmäßig über den Augen gehalten wird.

Die CT-Eye Shields sind Einwegartikel um eine mögliche biologische Kontamination von Patienten untereinander zu vermeiden. Der CT-Augenschutz besteht aus Vinyl und Barium und kann in einem gewöhnlichen Abfalleimer entsorgt werden.

Die CT-Augenschutz ist in 2.00 mmPb lieferbar und ist in einer Schachtel zu je 50 Stück verpackt

Barium Vinyl	Dose (uGy)	Dose (uGy)	Dose (uGy)
Thickness (mm)	0.0	1.0	2.0
100 kV	6909	2387	1112
110 kV	8452	3072	1454
120 kV	9831	3839	1939

CT-Augenschutz: Damit nichts mehr ins Auge geht

Eine Computertomographie-Untersuchung (CT) ist ein wichtiges Mittel zur Diagnose von Erkrankungen, insbesondere bei Risikopatienten. Ärztinnen und Ärzte können mittels dieses bildgebenden Verfahrens lebensrettende Maßnahmen einleiten. Doch weil dieses Verfahren strahlungsintensiv ist, sollte ein optimaler Patientenschutz von höchstem Interesse sein.



Wie hoch ist die Strahlenexposition bei CT-Untersuchungen?

Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz haben die allgemeinen CT-Untersuchungen in den letzten Jahren stetig zugenommen. Eine genaue Angabe zur effektiven Dosis von CT-Untersuchungen kann jedoch nicht gemacht werden. Bekannt ist allerdings, dass CT-Untersuchungen im Vergleich zu herkömmlichen Röntgenuntersuchungen eine verhältnismäßig hohe Strahlungsdosis aufweisen. Eine Schädeluntersuchung oder auch eine craniale Computertomographie sei dabei die am häufigsten durchgeführte Schnittbilddiagnostik. Dabei werden insbesondere die Augen des Patienten/der Patientin einer hohen Strahlendosis ausgesetzt, was für das empfindliche Organ gefährliche Nachwirkungen mit sich ziehen kann.

Wie können die Augen von Patienten geschützt werden?

Zunächst einmal muss das für den Patienten/die Patientin zuständige Personal abwägen, ob eine CT-Untersuchung unausweichlich ist oder nicht. Insbesondere bei Kindern, Schwangeren und Menschen mit risikobehafteter Krankheitsgeschichte sollten nicht unnötig Röntgenuntersuchungen durchgeführt werden. Besteht eine Rechtfertigung für die CT-Anwendung, sollten gewisse Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zum einen kann der Patient/die Patientin dazu gebeten werden, während der Untersuchung die Augen auf die Füße anstatt nach oben zu richten, um den Abstand zwischen Augenlinse und Scanbereich zu verringern.

Zum anderen können aufgelegte Augenprotektoren die Exposition auf die Augenlinsen verringern. Dieser CT-Augenschutz kann dabei helfen, das Strahlenrisiko für das wichtige Organ Auge um Einiges abzusenken. Hierbei muss bedacht werden, dass die Protektoren im Augenbereich nicht die Arbeit der Bildgebung behindern.

Der CT-Augenschutz von XProtec Swiss

Bei **XProtec Swiss** wird Ihnen ein CT-Augenschutz angeboten, der sich zum Einen mittels hypoallergener Klebeflächen an den Patienten individuell anpassen lässt und zum Anderen die wichtigen Bereiche rund um das Auge bestmöglichst schützt. Ferner werden Artefakte durch den eingebauten Abstandshalter aus Schaumstoff minimiert.

Der CT-Augenschutz besteht aus Vinyl und Bariumsulfat, welches mit dem normalen Abfall entsorgt werden kann. Es handelt sich hierbei um ein Produkt zum einmaligen Gebrauch um mögliche Kontaminationen zwischen den Patienten untereinander zu verhindern.

Dicke

1.00 mmPb, 2.00 mmPb

[Mehr Infos](#)



FRONTAL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT KLETTVERSCHLUSS CAD/C

- Sehr schnelles An- und Ausziehen. Widerstandsfähiger Klett- oder Magnetverschluss (neu).
- Dieses Modell ermöglicht eine Reduzierung des Gewichts, das auf den Schultern lagert, dank einer Gewichtsverteilung zwischen den Schultern und der Taille.
- Die Schulterpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Die Frontal-Röntgenschürze darf nur getragen werden, wenn ein Frontalschutz ausreichend ist.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.



Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

Dicke
Farben / Muster

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb
1, 2, 2-1, 2-3, 2-5, 5, 5-1, 5-4, 5-5, 7-2, 9, 9-1,
9-2, 10-1, 11, 11-3, 12, 12-1, 14, 15, M1, M2,
M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11,
M12, N3

[Mehr Infos](#)



CT-SCHILDDRÜSENSCHUTZ

Schilddrüsenschutz ist im Bereich Patientenschutz wichtig.

CT-Scans und allgemeine radiologische Untersuchungen können zu einer erheblichen und unnötigen Exposition von Röntgenstrahlen auf die Schilddrüse führen.

Der Einweg-CT-Schilddrüsenschutz bietet einen wichtigen Schutz für die strahlenempfindlichen Schilddrüsen während der CT-Untersuchung.

Unser CT-Schilddrüsenschutz ist das Ergebnis umfangreicher Entwicklungsarbeiten, das die beste Technik und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleistet.

CT Schilddrüsenschutz wurden von der Strahlenschutzabteilung des Singleton Hospital in Großbritannien getestet. Die Leistungsfähigkeit der Materialien wurde auch von der Health Protection Agency, einer Abteilung des National Radiological Protection Board in Großbritannien, zertifiziert.

Die Schilddrüsenschutz ist so geformt, dass sie bequem über den Adamsapfel passt und eine deutliche Dosisreduktion für die strahlenempfindliche Schilddrüse bietet.

Der CT-Thyroidenschutz wurde entworfen, um eine Dosisreduktion auf die empfindliche Schilddrüse sicher zu stellen. Er hat einen Bleigleichwert von 0.125mm.

Dosisreduktion von über 60 % bei CT oder generellen Röntgenuntersuchungen. Mehr als 80% Dosisreduktion bei der Übertragung von 50kV bis 150kV.<

Das Material aus Bariumsulfat kann gefahrlos mit dem normalen Abfall entsorgt werden.

Der Schilddrüsenschutz ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, um eine mögliche biologische Kontamination von Patienten



untereinander zu vermeiden.

Hier können Sie auf unsere CT-Einwegartikel zurückgreifen, die nicht nur eine optimale Alternative bieten, sondern einen hohen Tragekomfort gewährleisten.

Unser CT-Schilddrüsenschutz ist ein sehr effektiver Patientenschutz und wird insbesondere bei CT-Aufnahmen, Dentalradiographien, und weiteren Anwendungen wo Röntgenstrahlen verwendet werden, benutzt.

Der CT-Schilddrüsenschutz ist in einer Schachtel zu 50 Stück verpackt.

Epaisseur

1.00 mmPb, 2.00 mmPb

[Mehr Infos](#)



FRONTAL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT CLIP-GÜRTEL CACLIP

- Sehr schnelles An- und Ausziehen. Frontverschluss mit Clip-Gürtelverschluss.
- Dieses Modell ermöglicht eine Reduzierung des Gewichts, das auf den Schultern lagert, dank einer Gewichtsverteilung zwischen den Schultern und der Taille.
- Die Schulterpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Die Frontal-Röntgenschürze darf nur getragen werden, wenn ein Frontalschutz ausreichend ist.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.



Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild



aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Dicke

[Mehr Infos](#)



STICKEREIEN

- Personalisieren Sie Ihre Röntgenschürze mit einer Stickerei entweder direkt auf der Schulter oder auf der Tasche (Tasche als Option) ; z.B. mit Namen, Abteilungen, Grössen, Logos... oder auf einem Klettband an der Schulter ansticken, so dass Sie bei Personalwechsel nur den Namen austauschen müssen.
- Es ist auch möglich die Stickerei auf dem Schilddrüsenschutzkragen anzubringen.

Tipp: Wir können die Namen auf Klettbänder sticken, die an der Schulter befestigt werden, so dass der Name nur bei einem Personalwechsel ausgetauscht werden kann.

[Mehr Infos](#)





FRONTAL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT ELASTISCHEM GÜRTEL UND KLETTVERSCHLUSS CADCE

- Sehr schnelles An- und Ausziehen. Widerstandsfähiger Klett- oder Magnetverschluss (neu).
- Dieses Modell ermöglicht eine Reduzierung des Gewichts, das auf den Schultern lagert, dank einer Gewichtsverteilung zwischen den Schultern und der Taille.
- Die Schulterpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Die Frontal-Röntgenschürze darf nur getragen werden, wenn ein Frontalschutz ausreichend ist.
- Der elastische Gürtel im Rücken sorgt für eine gute Passform.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Dicke

[Mehr Infos](#)





SPRAY XRAY CLEANER : REINIGER FÜR STRAHLENSCHUTZBEKLEIDUNG

X-Ray Cleaner ist ein oberflächenaktiver biozider Reiniger und geprüft für die Anwendung bei Röntgenschutzkleidung. Der Reiniger enthält eine aktiv wirkende (quatäre) Ammoniumverbindung als Wirksubstanz sowie Komplexbildner zur Härtebindung.


Dadurch entsteht eine außergewöhnliche gute Reinigungswirkung bei gleichzeitiger guter Materialverträglichkeit.

X-Ray cleaner ist universell einsetzbar und eignet sich zur grundlegenden Reinigung von wasserfesten, technischen Textilien.

In 750 ml Flaschen verfügbar. Verpackung: 8 Flaschen

[Mehr Infos](#)





FRONTAL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT BINDEBÄNDERN CALIENS

- Sehr schnelles An- und Ausziehen. Verschluss mit Bändern, die an der Vorderseite verknotet werden und ein Klettverschluss am oberen Teil des Rückens.
- Dieses Modell ermöglicht eine Reduzierung des Gewichts, das auf den Schultern lagert, dank einer Gewichtsverteilung zwischen den Schultern und der Taille.
- Die Schulterpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Die Frontal-Röntgenschürze darf nur getragen werden, wenn ein Frontalschutz ausreichend ist.
- Eine gute Lösung für den Patientenschutz: diese Schürze ohne Bänder bestellen!
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei

Dicke

0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)





RÖNTGENSCHÜRZEN FÜR KINDER

Die richtige Röntgenschürze auch für die Kleinen.

- Frontalschürze oder Doppelschürze.
- Klettverschlüsse auf den Hüften oder Clipgürtel für eine optimale Gewichtsverteilung.
- Einfach und schnell zum Anlegen und robust.
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Eine integrierte Schilddrüsenschutzkragen ist ebenfalls für alle Modelle lieferbar und eine praktische Lösung.
- Bleiequivalenz : 0.25 mmPb | 0.35 mmPb | 0.50 mmPb.
- Erhältlich in VECTOR X bleifrei | VECTOR X bleiarm | Standard Blei

Breite 45 cm = Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren - Breite 50 cm = Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren - Breite 55 cm = Kinder im Alter von etwa 11 bis 13 Jahren.

Modell
Grösse

Frontalschürze, Mantel
50 Lang x 45 cm Breit, 60 Lang x 45 cm
Breit, 70 Lang x 45 cm Breit, 50 Lang x 50
cm Breit, 60 Lang x 50 cm Breit, 70 Lang x
50 cm Breit, 50 Lang x 55 cm Breit, 60
Lang x 55 cm Breit, 70 Lang x 55 cm Breit
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Qualität

Dicke

[Mehr Infos](#)





FRONTAL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT SCHILDDRÜSENSCHUTZKRAGEN INTEGRIERT CATHYRO

- Sehr schnelles An- und Ausziehen. Widerstandsfähiger Klett- oder Magnetverschluss (neu).
- Dieses Modell ermöglicht eine Reduzierung des Gewichts, das auf den Schultern lagert, dank einer Gewichtsverteilung zwischen den Schultern und der Taille.
- Die Schulterpolster bieten zusätzlichen Komfort.
- Die Frontal-Röntgenschürze darf nur getragen werden, wenn ein Frontalschutz ausreichend ist.
- Der integrierte Schilddrüsenschutzkragen ist praktisch und sorgt dafür, dass die Schilddrüse immer optimal geschützt ist!
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

Dicke

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)





OVARIENSCHUTZ



- Ovarienschutz
- Verschluss mit Clip oder Klettverschluss.
- In drei verschiedenen Größen oder als Set lieferbar (S, M, L).
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Erhältlich in 12 verschiedenen „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Blei
Dicke
Grösse

VECTOR X Bleiarm, Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb
S (9×14 cm), M (16×19) cm, L (19×24) cm,
Set (S+M+L)

[Mehr Infos](#)





DENTAL-RÖNTGENSCHÜRZE "RADIO"



- Dentalschürze mit großen Schulterpolstern zum besseren Schutz des Patienten, insbesondere bei zahnärztlichen Röntgenuntersuchungen.
- Praktisch und einfach zum Anlegen.
- Klettverschluss auf der Rückseite.
- Ein Schilddrüsenschutz kann an die Schürze angenäht oder separat mitgeliefert werden.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakterien-dichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.
- Grössen :
 - Erwachsene: Länge 75 x Breite 60 cm
 - Kind S: Länge 58 x Breite 46 cm
 - Kind M: Länge 63 x Breite 52 cm

Strahlenschutzzubehörteile

Grösse


Blei

Dicke

Erwachsene : Länge 75 x Breite 60 cm,
Kind M : Länge 63 x Breite 52 cm, Kind S :
Länge 58 x Breite 46 cm
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Mehr Infos





DENTAL-RÖNTGENSCHÜRZE "PANORAMA"

- Die Panorama-Dentalschürze bietet Rundumschutz für den Patienten bei Panorama-Röntgenaufnahme.
- Klettverschluss an der Vorderseite.
- Praktisch und einfach zum Anlegen.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.
- Größe:
 - Erwachsene : Länge 75 x Breite 48 cm
 - Kindergröße : Länge 60 x Breite 40 cm

Strahlenschutzzubehörteile

Grösse

Erwachsene : Länge 75 x Breite 48 cm,
Kind : Länge 60 x Breite 40 cm

Blei

VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei

Dicke

0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Mehr Infos





DENTAL- RÖNTGENSCHÜRZE "SEMI-CAPE RADIO"



- Das Semi-Cape bietet einen Patientenschutz bzgl. aller Dentalröntgenaufnahmen und Panoramabilder.
- Praktisch und einfach zum Anlegen.
- Klettverschluss auf der Rückseite.
- Ein Schilddrüsenschutz kann an die Schürze angenäht oder separat mitgeliefert werden.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.
- Einheitsgrösse.

Grösse
Blei

Dicke

[Mehr Infos](#)



Einheitsgrösse
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb



BRUSTDRÜSENSCHUTZ

- Brustdrüsenschutz bietet zusätzlichen Schutz bei medizinischen Bildgebungsverfahren.
- Einheitsgrösse.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Grösse
Blei
Dicke

Einheitsgrösse
VECTOR X Bleiarm, Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)





HALBSCHÜRZE FÜR GONADEN



- Strahlenschutzschürze für Patienten bzgl. der Verwendung bei radiologischen Untersuchungen des Thorax und des Oberbauches.
- Mit Klettverschluss oder Clip- Gürtel.
- Verschiedene Größen.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Grösse

L (50 x 50 cm), M (40 x 45 cm), ML (45 x 50 cm), S (30 x 30 cm), SM (37 x 45 cm), XL (60 x 60 cm), XS (20 x 25 cm)

Blei

VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm, Standard Blei

Dicke

0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)





INDEX

B

Brustdrüsenschutz 20

C

Ct-Augenschutz 5

CT-Schilddrüsenschutz 8

D

Dental- Röntgenshürze "SEMI-CAPE RADIO" 19

Dental-Röntgenshürze "RADIO" 17

Dental-Röntgenshürze "PANORAMA" 18

F

Frontal-Röntgenshürze mit Bindebändern CALIENS 13

Frontal-Röntgenshürze mit Clip-Gürtel CACLIP 9

Frontal-Röntgenshürze mit elastischem Gürtel und Klettverschluss CADCE 11

Frontal-Röntgenshürze mit Klettverschluss CADC 7

Frontal-Röntgenshürze mit Schilddrüsenschutzkragen integriert CATHYRO 15

G

Gonadenschutz 3

H

Halbschürze für Gonaden 21

O

Ovarienschutz 16

P

Patientenabdeckplatten 1

R

Röntgenshürzen für Kinder 14

S

Schilddrüsenschutzkragen "CTS" 2

Schilddrüsenschutzkragen "TS" 4

Spray XRay Cleaner : Reiniger für Strahlenschutzbekleidung 12

Stickereien 10