



BLEISCHUTZ FÜR DIE UNTERE KÖRPERHÄLFTE DES PERSONALS AM OPERATIONSTISCH, AN DER KOPFBENE DES PATIENTEN FÜR TISCH ALLURA AD7 - K 313/A3

Dieses Bleischild schützt die untere Körperhälfte des medizinischen Personals vor der Streustrahlung, ausgehend vom Tisch oder des Patientenkörpers.

Es lässt sich leicht am Ende des Tisches montieren und schützt das medizinische Personal, das sich in der Nähe des Tisches befindet. Er besteht aus einem 57 cm breiten Mittelteil und zwei 31 cm breiten, schwenkbaren Seitenarmen, an denen ein 80 cm langer, flexibler 0,5 mm Pb-Äquivalenzvorhang befestigt ist.

Die Schwenkarme können entlang des Tisches oder um den Benutzer herum platziert werden.

Das obere 57 x 27 cm grosse, semi-flexible Teil mit einer Bleiäquivalenz von 0,5 mmPb bietet einen zusätzlichen Schutz für den Oberkörper. Das obere Teil kann schnell heruntergeklappt werden, um leichter zum Patienten zu gelangen oder es kann auch herausgenommen werden.

[En savoir plus](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Das Schutzschild lässt sich leicht auf einen Carbonfasen-Tisch schieben und schützt das medizinische Personal.
- Die 32 cm breite Seitenflügel können um den Benutzer herum angebracht werden oder nach vorne ausgefahren werden. Die beiden Seiten können schnell umpositioniert werden, um die vollständige Bewegung des C-Bogens zu ermöglichen.
- Die Arme sind nach innen klappbar, wenn die Schutzwand auf der mitgelieferten Wandhalterung gelagert wird.
- Maße: ca. 120 cm breit (je nach Tischbreite) x 80 cm hoch.
- Gewicht : 15 Kg.

Referenzen :

K313/A3-001 : Head end shield without wall rack for use with a 500 mm wide Allura AD7 table.

K313/A3-002 : Head end shield with wall rack for use with a 500 mm wide Allura AD7 table.



[Technische Beschreibung K313/A3-001](#)



[Technische Beschreibung K313/A3-002](#)