



SOMMAIRE

Positionnement jambe	2
Support articulé de positionnement du genou avec support cassette NMEIM112	2
Bandes auto-agrippantes Velcro NMFMS278	2



POSITIONNEMENT JAMBE





Photo C



SUPPORT ARTICULÉ DE POSITIONNEMENT DU GENOU AVEC SUPPORT CASSETTE NMEIM112

Support articulé de positionnement du genou en polycarbonate translucide.

Dispositif spécialement étudié pour les examens du Défilé Fémoraux-Patellaire (DFP).

Permet de mettre très rapidement en incidence axiale 30°, 45° et 90°.

L'installation est très rapide et précise, vous le glissez sous les genoux du patient puis vous réglez à l'incidence souhaitée.

Les solutions déjà existantes :

1. Le patient maintient lui-même le capteur. Solution la moins recommandée car fort risque de devoir refaire l'examen.
2. Le support se fixe sur le côté de la patella à droite ou à gauche par une mâchoire à pression. Réglable en hauteur permettant l'étude axiale bilatérale en incidence. Prend tous les formats de cassettes de 18 x 24 cm au 36 x 43 cm.

Notre Solution : Ce nouveau système permet de placer le patient dans la position souhaitée, quelles que soient ses limites, afin que les examens prévus puissent être bien réalisés.

[En savoir plus](#)





BANDES AUTO-AGRIPPANTES VELCRO NMFMS278

Nouvelles bandes auto-agrippantes sous forme de rouleau de 20 mètres issues de 10 ans de recherches.

Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elles-mêmes.

Elles permettent :

- de mettre en contention un bébé, un enfant ou un adulte en salle de radiologie ou en bloc opératoire,
- de maintenir un membre, un poignet ou une cheville,
- de faire un bandage de type «strapping».

Très utilisées en bloc opératoire, en radiologie, chez les kinés ou chez les sportifs.

Vous leur trouverez toujours une utilité pratique.

Lavables en machine.

[En savoir plus](#)





INDEX

B

Bandes auto-agrippantes Velcro NMFMS278 2

S

Support articulé de positionnement du genou avec support cassette NMEIM112 1