



SOMMAIRE

Tabliers manteaux	2
Spray XRay Cleaner : Nettoyant pour vêtements de radioprotection	2
Tablier manteau à chevauchement partiel BRDA	2
Tablier enfant	4
Tablier manteau à chevauchement complet MADA	4
Tablier manteau à chevauchement complet DA	6
Tablier manteau fermeture à l'avant par clip WDA	7
Tablier manteau avec fermetures latérales CWDA	8
Tablier manteau fermeture dans le dos par clip TABARD	9
Tablier manteau croisé dans le dos WEDA	10
Protège-thyroïde « TS »	11
Ceinture de maintien élastiquée	12
Broderies	12



TABLIERS MANTEAUX



SPRAY XRAY CLEANER : NETTOYANT POUR VÊTEMENTS DE RADIOPROTECTION

X-Ray Cleaner est un nettoyant biocide tensioactif permettant de décoller puis d'éliminer facilement les salissures fixées à la surface de vos équipements de radioprotection.

Le nettoyant contient un composé d'ammonium actif (quaternaire) en tant que substance active ainsi qu'un agent complexant pour la liaison de dureté.

Il en résulte un effet de nettoyage exceptionnel et une bonne compatibilité des matériaux.

Le nettoyant **X-Ray Cleaner** est applicable universellement et convient au nettoyage de base des textiles techniques imperméables.

Spray de 750 ml. Vendu par lot de 8 bouteilles.


[En savoir plus](#)





TABLIER MANTEAU À CHEVAUCHEMENT PARTIEL BRDA

Manteau à chevauchement partiel : Chaque pan aura l'équivalence plomb désignée (selon norme IEC61331-3:2014- Art.5.2 Conception). Exemple un tablier désigné en 0.25 mmpb aura 0.25 mmPb sur chaque pan et 0.50 mmPb sur la partie centrale au niveau des fermetures.



- Manteau conçu pour apporter une protection optimale frontale et arrière et totale depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux.
- Conçu pour une répartition optimale du poids et pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Mise en place et enlèvement très rapide. Fermeture robuste à velcro ou magnétique (nouveau).
- Epaulettes très confortables.
- Une découpe à l'arrière permettant des mouvements et déplacements plus aisés.
- Livré en standard avec une ceinture interne élastiquée pour une bonne répartition du poids entre les épaules et les hanches (ou en option : ceinture externe lombaire)
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, ceinture interne, ceinture lombaire externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles
Qualité

Épaisseur

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé
en plomb, Standard Plomb
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)





TABLIER ENFANT

- Tablier frontal ou manteau pour les enfants.
- Fermeture simple et rapide, robuste et efficace à l'avant par Velcro ou ceinture à clip.
- Equipé **d'épaulettes renforcées** pour un plus grand confort.
- Possibilité d'intégrer une protège-thyroïde cousue sur le manteau.
- Largeur 45 cm = enfants de 3 à 5 ans - Largeur 50 cm = enfants 5 à 10 ans - Largeur 55 cm = enfants de 11 à 13 ans environ.

Modèle
Tailles

Qualité

Épaisseur

[En savoir plus](#)



Frontal, Manteau

50 long x 45 cm large, 60 long x 45 cm large, 70 long x 45 cm large, 50 long x 50 cm large, 60 long x 50 cm large, 70 long x 50 cm large, 50 long x 55 cm large, 60 long x 55 cm large, 70 long x 55 cm large
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé en plomb, Standard Plomb
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb



TABLIER MANTEAU À CHEVAUCHEMENT COMPLET MADA

Chevauchement total : La protection frontale désignée sur l'étiquette du tablier est obtenue en chevauchant les panels depuis les coutures latérales (selon norme IEC61331-3:2014- Art.5.2 Conception). Exemple : un tablier désigné en 0.50mmPb aura 0.25 mmPb sur chaque pan frontal et aura ainsi 0.50 mmPb lorsque les 2 pans seront entièrement chevauchés.



- Manteau conçu pour apporter une protection optimale frontale et arrière et totale depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux.
- Conçu pour une répartition optimale du poids et pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Mise en place et enlèvement très rapide. Fermeture robuste à velcro ou magnétique (nouveau).
- Epaulettes très confortables.
- Livré en standard avec une ceinture lombaire externe à fermeture velcro avec passants sur les côtés et attaches à l'intérieur du tablier par bouton pression pour une bonne répartition du poids entre les épaules et les hanches.
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, ceinture interne, ceinture lombaire externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles
Qualité

Épaisseur

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé
en plomb, Standard Plomb
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)





TABLIER MANTEAU À CHEVAUCHEMENT COMPLET DA

Chevauchement total : La protection frontale désignée sur l'étiquette du tablier est obtenue en chevauchant les panels depuis les coutures latérales (selon norme IEC61331-3:2014- Art.5.2 Conception). Exemple : un tablier désigné en 0.50mmPb aura 0.25 mmPb sur chaque pan frontal et aura ainsi 0.50 mmPb lorsque les 2 pans seront entièrement chevauchés.

- Manteau conçu pour apporter une protection optimale frontale et arrière et totale depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux.
- Conçu pour une répartition optimale du poids et pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Mise en place et enlèvement très rapide. Fermeture robuste à velcro ou magnétique (nouveau).
- Epaulettes très confortables.
- Une découpe à l'arrière permettant des mouvements et déplacements plus aisés.
- Livré en standard avec une ceinture interne élastiquée pour une bonne répartition du poids entre les épaules et les hanches (ou en option : ceinture externe lombaire).
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, ceinture interne, ceinture lombaire externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles
Qualité

Épaisseur


[En savoir plus](#)

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé
en plomb, Standard Plomb
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb



TABLIER MANTEAU FERMETURE À L'AVANT PAR CLIP WDA

Tablier sans chevauchement à l'avant et croisé dans le dos : Le pan frontal aura l'équivalence plomb désignée sur l'étiquette du tablier (selon norme IEC61331-3:2014- Art.5.2 Conception). Exemple : un tablier désigné avec 0.25 mmPb à l'avant et 0,25 mmPb à l'arrière aura un pan frontal de 0.25mmPb et 2 pans arrières chevauchés de 2x0,125 mmPb



- Manteau conçu pour apporter une protection optimale frontale et arrière et totale depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux.
- Conçu pour une répartition optimale du poids et pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Ce tablier s'enfile par l'avant et se croise dans le dos. Ceinture froncée dans le dos pour un confort optimal et fermeture à l'avant par clip.
- Epaulettes très confortables.
- Une découpe à l'arrière permettant des mouvements et déplacements plus aisés.
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, ceinture interne, ceinture lombaire externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75



Qualité

Épaisseur

[En savoir plus](#)




VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé
en plomb, Standard Plomb
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb



TABLIER MANTEAU AVEC FERMETURES LATÉRALES CWDA

Tablier à fermeture latérale : Le pan frontal et arrière aura l'équivalence plomb désignée sur l'étiquette du tablier. Exemple : un tablier désigné 0.25 mmPb aura un pan frontal et arrière de 0.25mmPb.



- Manteau conçu pour apporter une protection optimale frontale et arrière et totale depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux.
- Conçu pour une répartition optimale du poids et pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Fermeture par les côtés et sur l'épaule par velcro.
- Epaulettes très confortables.
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, ceinture interne, ceinture lombaire externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles

Qualité

Épaisseur

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé
en plomb, Standard Plomb
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb



[En savoir plus](#)



TABLIER MANTEAU FERMETURE DANS LE DOS PAR CLIP TABARD

Tablier à fermeture latérale : Le pan frontal et arrière aura l'équivalence plomb désignée sur l'étiquette du tablier. Exemple : un tablier désigné 0.25 mmPb aura un pan frontal et arrière de 0.25mmPb.

- Manteau conçu pour apporter une protection optimale frontale et arrière et totale depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux.
- Conçu pour une répartition optimale du poids et pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Fermeture par les côtés et sur l'épaule par clip.
- Epaulettes très confortables.
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, ceinture interne, ceinture lombaire externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles
Qualité
Épaisseur

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé
en plomb, Standard Plomb
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)



TABLIER MANTEAU CROISÉ DANS LE DOS WEDA

Tablier sans chevauchement à l'avant et croisé dans le dos : Le pan frontal aura l'équivalence plomb désignée sur l'étiquette du tablier (selon norme IEC61331-3:2014- Art.5.2 Conception). Exemple : un tablier désigné avec 0.25 mmPb à l'avant et 0,25 mmPb à l'arrière aura un pan frontal de 0.25mmPb et 2 pans arrières chevauchés de 2x0,125 mmPb.



- Manteau conçu pour apporter une protection optimale frontale et arrière et totale depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux.
- Conçu pour une répartition optimale du poids et pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Ce tablier s'enfile par l'avant et se croise dans le dos. Ceinture froncée dans le dos pour un confort optimal. Fermeture à l'avant et à l'épaule par velcro ou magnétique.
- Epauettes très confortables.
- Une découpe à l'arrière permettant des mouvements et déplacements plus aisés.
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, ceinture interne, ceinture lombaire externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.



Tailles
Qualité

Épaisseur

[En savoir plus](#)



XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé
en plomb, Standard Plomb
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

PROTÈGE-THYROÏDE « TS »



- La protection de la thyroïde est une précaution importante pour les professionnels de la santé.
- Avec notre protège-thyroïde vous aurez la garantie d'une thyroïde parfaitement protégée de l'avant à l'arrière.
- Disponible dans 3 tailles : S, M, L.
- Vous pouvez choisir entre une protège-thyroïde attachée au tablier ou non.
- Fermeture à l'arrière par **Velcro ou magnétique**.
- Disponibles en **VECTOR X Sans plomb** ou **Allégé en plomb**, ainsi qu'en Standard plomb.
- Tailles :
 - S = Tour de cou < 35 cm
 - M = Tour de cou de 35 à 44 cm
 - L = Tour de cou > 44 cm

Nouveau : Disponible désormais avec fermetures magnétiques à la place du Velcro pour un confort et une hygiène parfaite !

Tailles
Qualité

Épaisseur

[En savoir plus](#)



L, M, S
VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé
en plomb, Standard Plomb
0.35 mmPb, 0.50 mmPb



CEINTURE DE MAINTIEN ÉLASTIQUÉE



- Pour le maintien et le confort de votre dos.
- Large ceinture extérieure élastiquée avec fermeture par clip, velcro ou magnétique (nouveau).

Tailles

S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75

[En savoir plus](#)





BRODERIES

- Personnalisez vos tabliers de radioprotection avec des broderies de haute qualité avec par exemple votre nom, le nom du service ou votre logo.
- La broderie peut apparaître soit sur l'épaule soit sur une poche extérieure (poche en option) soit sur une bande de velcro afin de pouvoir changer simplement le nom de l'utilisateur.
- Broderie également possible sur la protège-thyroïde.

Astuce : Nous pouvons broder les noms sur des bandes de velcro à fixer sur l'épaule afin de pouvoir remplacer uniquement le nom en cas de changement de personnel.

[En savoir plus](#)





INDEX

B

Broderies 12

C

Ceinture de maintien élastiquée 11

P

Protège-thyroïde « TS » 10

S

Spray XRay Cleaner : Nettoyant pour vêtements de radioprotection 1

T

Tablier enfant 3

Tablier manteau avec fermetures latérales CWDA 7

Tablier manteau croisé dans le dos WEDA 9

Tablier manteau fermeture dans le dos par clip TABARD 8

Tablier manteau fermeture à l'avant par clip WDA 6

Tablier manteau à chevauchement complet DA 5

Tablier manteau à chevauchement complet MADA 4

Tablier manteau à chevauchement partiel BRDA 2