



## DOPPEL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT KLETTBANDVERSCHLUSS AN DEN SEITEN CWDA

Seitenverschluss: Auf der Vorder- und Rückseite ist die Bleigleichwertigkeit auf dem Schürzenetikett angegeben. Beispiel: Eine Schürze mit der Bezeichnung 0,25 mmPb hat eine Vorder- und Rückseite aus 0,25 mmPb.

- Die Doppel- Röntgenschürze wurde dafür entwickelt, dass Ihnen ein optimaler Frontal- und Rückenschutz zugesichert werden kann. Ein kompletter Strahlenschutz von den Schultern bis über die Knie.
- Entwickelt für eine optimale Gewichtsverteilung und passt sich Ideal an alle Morphologien an.
- Verschluss an den Seiten und an der Schulter mit Klettverschluss.
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 k

**Optionen:** Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Grösse</b> | XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75             |
| <b>Blei</b>   | VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm, Standard Blei |
| <b>Dicke</b>  | 0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb                    |

[En savoir plus](#)

