



K312/E-013 - B 92X H 70 CM MIT 57 CM BREITEM AUFSTECKBAREM OBERSCHILD KOMPATIBEL MIT C-BOGEN

Dieser Unterkörperschutz reduziert die Exposition gegenüber Streustrahlung vom Tisch oder vom Körper des Patienten.

Ein patentierter, einzigartiger Mechanismus ermöglicht es, dass sich der Schwenkarm bei einer Kollision mit einem C-Bogen-Gerät nach oben bewegt.

- Breite 92 cm x Höhe 70 cm mit überlappenden Paneels und einem 57 cm breiten, aufsteckbarem Oberschild.

[En savoir plus](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

- **Ein patentierter, einzigartiger Mechanismus ermöglicht es, dass sich der Schwenkarm bei einer Kollision mit einem C-Bogen-Gerät nach oben bewegt.**
- Breite 92 cm x Höhe 70 cm mit überlappenden Paneels und einem 57 cm breiten, aufsteckbarem Oberschild.
- Der Schwenkarm kann entweder zum Patienten oder zum medizinischen Personal, das sich in der Nähe des Tisches befindet, hingeschwenkt werden und bildet so einen Schutzflügel von 63 cm Breite und 0,5 mm Pb.
- Das sich selbsteinstellende, zentrale Reibgelenk sorgt dafür, dass der Schwenkarm in der gewünschten Position bleibt.
- Der Tischschutz kann auf beiden Seiten des Tisches montiert werden.
- Die 29 cm breite Montagehalterung schiebt sich auf eine 25 oder 29 mm hohe Zubehörschiene (maximale Dicke 11 mm).
- Bleivorhänge sind flexibel, praktisch und leicht zu reinigen.

 [Technische Broschüre](#)

 [Optionale, halbflexible Oberkörperschilder](#)