



VERBLEITER TISCHSCHUTZ AUF FUSSEBENE K311/TC004

Dieser Oberkörperschutz schützt das Personal vor Streustrahlung und bei einigen interventionellen Eingriffen auch vor möglichen Blutspritzern.

Entwickelt für den Einsatz auf dem Tisch über der Fußhöhe.

Dieser Schutz wird an den Zuberhörnschiene von 25 mm hohen (7,7 mm bis 10 mm dick) am Tisch befestigt.

0,5 mmPb Acryl Bleiglas 60 cm hoch x 80 cm breit (je nach Tischbreite) mit unterem flexiblen Vorhang.

Kann auf beiden Zuberhörnschienen 25 mm hoch (Dicke 7,7 - 10 mm) montiert werden.

Blei-Acrylfenster 60 cm hoch x 80 cm breit (abhängig von der Tischbreite), mit unterem Vorhang.

[En savoir plus](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Masse : Höhe : 60 cm Breite : 80 cm
- Gesamthöhe: 90 cm.
- Bleiäquivalenz in der gesamten Fläche : 0,5 mm.
- Gewicht: ca. 25 Kg

Bei einer Bestellung geben Sie uns bitte die Größe und Marke Ihres Tisches an.



[Technische Beschreibung](#)