

TABLIER FRONTAL SPÉCIAL CHIRURGIE CACHIR



- Tablier frontal spécialement étudié pour les chirurgiens. Ce tablier se croise dans le dos et se ferme à l'avant. Il peut être retiré facilement en l'ouvrant à l'avant pour le laisser glisser sous votre manteau stérile dès lors que l'utilisation de rayons X n'est plus nécessaire. Fermeture du tablier à l'avant par velcro ou magnétique (nouveau).
- Ce modèle permet une réduction du poids sur les épaules grâce à une répartition du poids entre les épaules et la taille.
- Les épauettes intégrées offrent un confort supplémentaire.
- Ce tablier frontal est à utiliser lorsque une protection frontale est suffisante.
- Numéro de série individuel et QR-Code.
- Le revêtement intérieur est spécialement conçu pour pouvoir être désinfecté, facilement séché et ainsi vous ne serez pas importuné par les mauvaises odeurs de transpiration.
- Plus de 40 coloris dont 12 coloris « MATRIX », notre revêtement révolutionnaire étanche aux virus et aux bactéries pouvant être désinfecté !
- Nos vêtements de radioprotection sont certifiés CE et répondent aux normes IEC 61331-1:2014, DIN 6857-1 et ASTM F2547-06 de 50 kV à 150 kV.

Nombreuses options possibles : fermeture magnétique, broderie directe ou sur bande velcro, manches fixes ou amovibles, poche interne pour dosimètre, poche externe, protège-thyroïde fixée au tablier, puce RFID pour le suivi électronique, autres options sur demande.

Tailles XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75

Qualité VECTOR X Sans plomb, VECTOR X Allégé en plomb, Standard Plomb

Épaisseur 0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[En savoir plus](#)

