



# ZUSAMMENFASSUNG

<b>Mobiler Unterkörperstrahlenschutz</b> .....	2
Mobiler, verbleiter Unterkörperstrahlenschutz NMERP015 .....	2
Mobiler, verbleiter, zweiteiliger Unterkörperstrahlenschutz NMERP874 .....	2
Mobiler, verbleiter, zweiteiliger Unterkörperstrahlenschutz NMERP874815 .....	3



# MOBILER. UNTERKÖRPERSTRAHLENSCHUTZ



## MOBILER, VERBLEITER UNTERKÖRPERSTRAHLENSCHUTZ NMRP015

- Ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Schutzvorrichtung direkt an den Tischiemen anzubringen.
- Schützt den Arzt vor Streustrahlung des Patienten während einer interventionellen Röntgenuntersuchung auf der Höhe des unteren Teiles des Tisches.
- Kann auch für Röntgenaufnahmen verwendet werden, die im Patientenzimmer am Bett des Patienten durchgeführt werden.
- Diese Schutzwand ist vielseitig verwendbar und kann in verschiedenen medizinischen Bereichen eingesetzt werden.
- Höhenverstellbare Schutzwand auf einem Ständer mit Rollen.
- Der Fuss des Ständers ist mit einem Gegengewicht ausgestattet damit der Ständer zu jeder Zeit das Gleichgewicht behält.

[Mehr Infos](#)





## MOBILER, VERBLEITER, ZWEITEILIGER UNTERKÖRPERSTRAHLENSCHUTZ NMRP874

- Ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Schutzvorrichtung direkt an den Tischschienen anzubringen.
- Schützt den Arzt vor Streustrahlung des Patienten während einer interventionellen Röntgenuntersuchung auf der Höhe des unteren Teiles des Tisches.
- Kann auch für Röntgenaufnahmen verwendet werden, die im Patientenzimmer am Bett des Patienten durchgeführt werden.
- Diese Schutzwand ist vielseitig verwendbar und kann in verschiedenen medizinischen Bereichen eingesetzt werden.
- Höhenverstellbare Schutzwand auf einem Ständer mit Rollen.
- Der Fuss des Ständers ist mit einem Gegengewicht ausgestattet damit der Ständer zu jeder Zeit das Gleichgewicht behält.

[Mehr Infos](#)





## **MOBILER, VERBLEITER, ZWEITEILIGER UNTERKÖRPERSTRAHLENSCHUTZ NMRP874815**

Ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Schutzvorrichtung direkt an den Tischschienen anzubringen.

Schützt den Arzt vor Streustrahlung des Patienten während einer Interventionellen Röntgenuntersuchung auf der Höhe des unteren Teiles des Tisches.

Kann auch für Röntgenaufnahmen verwendet werden, die am Bett des Patienten im Patientenzimmer durchgeführt werden.

Diese Schutzwand ist vielseitig verwendbar und kann in verschiedenen medizinischen Bereichen eingesetzt werden.

Höhenverstellbare Schutzwand auf einem Ständer mit Rollen.

Der Fuss des Ständers ist mit einem Gegengewicht ausgestattet damit der Ständer zu jeder Zeit das Gleichgewicht behält.

[Mehr Infos](#)





# INDEX

## M

- Mobiler, verbleiter Unterkörperstrahlenschutz NMERP015 1
- Mobiler, verbleiter, zweiteiliger Unterkörperstrahlenschutz NMERP874 2
- Mobiler, verbleiter, zweiteiliger Unterkörperstrahlenschutz NMERP874815 3