




PODEST NMEIM



Podest zur Positionierung eines Patienten vor einem Potter oder anderen Geräten.

Wird oft in bei Pädiatrie- Knöchel- oder bei goniometrischen Untersuchungen verwendet, wenn das RX-Rohr nicht tief genug hinuntergehen kann.

[En savoir plus](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Technische Daten :

3 mögliche Höhen: 10 cm, 20 cm und 30 cm.

Podest Masse : 62 x 40 cm

- Podest Höhe 10 cm : Referenz : NMEIM599
- Podest Höhe 20 cm : Referenz : NMEIM610
- Podest Höhe 30 cm : Referenz NMEIM611
- Zusätzliche, zweiteilige Ebene : Referenz NMEIM612

Option :

Zusätzliche, zweiteilige Ebene in deren zwischenraum ein Sensor positioniert wird so dass der Patient ihn zwischen seinen beiden Beinen festhalten kann. Ermöglicht die Röntgenuntersuchung des Fußgewölbes. (Bild Nr.2) Referenz NMEIM612