




STATION RADIO-PÉDIATRIQUE NMEIM109

Ce système mobile autonome est l'évolution de celui du Prof. Lefèbvre. Il permet de prendre en charge un enfant (du nourrisson à l'adolescent), mais aussi les adultes lorsque ceux-ci ne peuvent rester à la verticale, dans les salles équipées de capteur numérique (capteur plan).

- Le nourrisson est positionné dans une culotte en toile robuste, celle-ci est suspendue à deux crochets situés en haut du Pédiafix.
- Le bébé sera positionné sur un coussin (type selle de cheval ou cube en mousse) et maintenu sous les aisselles par 2 butées. Pour plus de sécurité, l'enfant sera fixé grâce à des bandes de contention.
- L'enfant sera installé assis ou debout sur le Pédiafix et maintenu par les coussins et sangles fournis.
- L'adolescent sera installé assis.



Un rail porte-accessoires est présent de chaque côté, permettant ainsi un réglage des accessoires sur toute la hauteur.

Une box équipée de 4 roulettes en partie inférieure permet de ranger les accessoires tout en servant de siège.

Très faible encombrement au sol.

Modèle déposé.

[En savoir plus](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Données techniques :

- Roues de diamètre : 75mm;
- Surface de radio-transparance : 110x42cm;
- Hauteur totale : 170cm;
- Longueur x Largeur : 50x40cm;
- Encombrement au sol : 0.20m².

En option :



- NMIM 0106 : Bandes de contention;
- NMIM 0107 : Jeu de 2 coussins cylindriques;
- NMIM 0108 : Coussin type "selle";
- NMIM 0109 : Culotte;
- NMIM 0110 : Coussin siège "box"
- NMFIM598 : Attaches poignet